

Prothèse personnalisée

► Bridges Chrome-cobalt

Généralités

Du partiel au bridge total...


Les bridges personnalisés **chrome-cobalt** sont réalisables sur les piliers coniques droits et angulés (implants In-Kone®) et piliers MULTI ou MUA (implants EVL®).

Le projet prothétique peut être transféré soit par l'intermédiaire d'une maquette en résine envoyée avec son maître-modèle à Québec, soit via un fichier STL conçu et envoyé par le laboratoire de prothèse. La numérisation aura été préalablement réalisée à l'aide des **transferts numériques sur-pilier Global D**, le maître-modèle sera dans ce cas-là également envoyé chez Panthera Dental afin de garantir une passivité optimale du travail.

Le laboratoire de prothèse peut concevoir le bridge sur des embases plurales.



Voir le Pas à pas





Pas à pas

