

Fiche technique

Prothèse personnalisée

► **Bridges Zircone**

Généralités

Les bridges personnalisés **zircone** sont réalisables sur les piliers coniques droits et angulés (implants In-Kone®) et piliers MULTI ou MUA (implants EVL®). Afin de garantir la qualité des barres celles-ci sont réalisées sur embases titane.

Le laboratoire de prothèse peut concevoir le bridge sur des embases plurales.

Le projet prothétique peut être transféré soit par l'intermédiaire d'une maquette en résine envoyée avec son maître-modèle à Québec, soit via un fichier STL conçu et envoyé par le laboratoire de prothèse. La numérisation aura été préalablement réalisée à l'aide des **transferts numériques sur-pilier Global D**, le maître modèle sera dans ce cas-là également envoyé chez Panthera Dental afin de garantir une passivité optimale du travail.



Voir le Pas à pas



Fiche technique

Prothèse personnalisée

► Bridges Zircone

